

ONCO-GRIP® Aiguille de Huber à système de préhension amovible

ONCO-GRIP® Extension line with Huber needle & movable wings



| REF. | Ø | | LONGUEUR / LENGTH | |
|---------|-------|------|-------------------|--------|
| | GAUGE | (MM) | (MM) | (INCH) |
| GN 2215 | 22 | 0.7 | 15 | 5/8 |
| GN 2220 | 22 | 0.7 | 20 | 3/4 |
| GN 2225 | 22 | 0.7 | 25 | 1 |
| GN 2015 | 20 | 0.9 | 15 | 5/8 |
| GN 2020 | 20 | 0.9 | 20 | 3/4 |
| GN 2025 | 20 | 0.9 | 25 | 1 |
| GN 1915 | 19 | 1.1 | 15 | 5/8 |
| GN 1920 | 19 | 1.1 | 20 | 3/4 |
| GN 1925 | 19 | 1.1 | 25 | 1 |



ONCO-GRIP® apporte une meilleure sécurité et une plus grande facilité d'emploi par ses caractéristiques :

- une aiguille de Huber en inox 304 non siliconé pour éviter le risque de remontée.
- un prolongateur PVC de 20 cm portant un clamp de fermeture et terminé par une embase Luer Lock
- l'aiguille de Huber est portée par un plateau fin surmoulé en ABS, de forme arrondie, revêtu d'une couche de mousse polyéthylène, qui assurent une bonne stabilité sur la peau, ainsi que le confort et une meilleure tolérance par le patient
- le grip amovible en POM (poly-oxy-méthylène) permet une préhension facile et sûre, et facilite la ponction.
- emballage stérile (oxyde d'éthylène) sous blister transparent.

Boîte de 50 unités.

Fabrication française

FB Medical offers a complete range of Huber Needles with extensions set and movable wings called Onco-Grip.

- Movable wings reducing risks of needle tear
- Non-siliconized needles minimize "back out"
- The tube, with a one-hand shut-off clamp, prevents the collapse and kinking of the tube
- The length from the hub to the female luer lock is 20 cm
- The approximate priming volume is 0.2 ml
- Onco-Grip are individually packaged in a rigid blister pack and sterilized with ethylene oxide.

Packaging : 50 units box

Made in France